	<b>Unilab - Skanning av rekvisisjoner</b>	
	Brukerveiledning	Dok.ID: D65047
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken	Versjon: 4.00/16.07.2024	
Kategori:	Gyldig til: 16.07.2025	
Dok. eier: Johanne Lind Aasen	Dok. ansvarlig: Line Agledal	


## 1. Skanning av rekvisisjoner

Skanning av rekvisisjoner gjøres for at bildet av disse skal kunne vises på skjerm. Bildene kan hentes fram i de fleste dialoger ved å trykke [**Ctrl-0**] eller velge «**Skannet rekvisisjon**».

Dersom man bruker [**Ctrl-0**] og det ikke er skannet inn et skjema, vises følgende kommentar i dialogen: *No scanned sheet available!*

De rekvisisjonene som har tekst i feltet for «Kliniske opplysninger» blir markert i dialogene med **Skannet rekvisisjon!**

Dersom en har skrevet inn kliniske opplysninger, vises dette i skjermbildet. Ved å holde musepeker over teksten vises teksten i sin helhet i tooltip.



Er det skrevet i flere av klinisk opplysningsfeltene [alt+2] vises dette som ++.



### 1.1 Skanning til arkiv og verifisering av ufullstendige rekvisisjoner

Rekvisisjonene kan skannes rett etter at de er registrert i Unilab og det er satt på etikett på skjema. Skanning til arkiv kan utføres på ulike måter, avhengig av skanningssystem man bruker.

Alle rekvisisjoner skal normalt bli lest inn og knyttet til riktig rekvisisjonsnummer. Dersom ikke rekvisisjonsnummer kan leses av en eller annen årsak må det kobles manuelt.


Rekvisisjoner med 2 eller flere rekvisisjonsnummer må manuelt verifiseres og kobles.

Når rekvisisjonene er skannet, kan det av ulike årsaker være noen skjema som må verifiseres. Det gjøres i en av de to dialogene:

- Skanning → Ufullstendige rekvisisjoner (MIA, MGM, HFD, HFO)
- Skanning → Ufullstendige rekvisisjoner (batch) (MBF, MBK\_HST, KB\_HDS)

Ved å velge Kort Typ unknown vises en liste over de skannede rekvisisjoner som ikke systemet har klart å lese rekvisisjonsnummer på og disse må kobles manuelt.

Alle rekvisisjoner som har mer enn 1 rekvisisjonsnummer skal komme til verifisering.


Kort typ <input type="text" value="unknown"/> etikett skriver <input type="text" value="LKB_KONTOR"/> etikett-utskrift <input type="text" value="ingen"/> <input type="checkbox"/> reserved queue	<input checked="" type="radio"/> godta utvalget og fortsett <input type="radio"/> deselect all reserved entries
 <input type="button" value="søke"/>	<input checked="" type="button" value="verifiser"/> <span style="float: right;">antall: 12</span>

lab-no	batch-counter	dato/klokkeslett	batch-id	
<input type="checkbox"/> id mangler		23.05.2020 13:03		close Batch
<input type="checkbox"/> id mangler		26.05.2020 08:22		close Batch
<input type="checkbox"/> id mangler	00000001(201910221424265241) (202005221631035859)	22.05.2020 16:31	0016	close Batch
<input type="checkbox"/> id mangler	00000001(202001170806272475) (202005221631039922)	22.05.2020 16:31	0126	close Batch

## 1.2 Ufullstendige rekvisisjoner MIA, MGM, HFD, HFO

Det kommer opp en liste over de skannede rekvisisjoner som ikke systemet har klart å lese rekvisisjonsnummer på og disse må kobles manuelt.

Alle rekvisisjoner som har mer enn 1 rekvisisjonsnummer skal komme til verifisering.



Systemadmin. | Rekvirering | Rapportering | Faste Data | Statistikk | Validering | Online admin. | Scanning | Quality Control | 00:25:00 |


Kort typ: archived sheets | laboratorier: VIR | godta utvalget og fortsett (antall: 17) | deselect all reserved entries

Arbeidsplass:  *Listen viser arbeidsstasjoner som det er skannet fra*

reserved queue |  *Viser hvilken arbeidsplass prøvene er skannet fra*

Index	P	Rekv.nr	kort id	dato	klokkeslett	Arbeidsplass	error type
1	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:24:05	PC51928	unknown error type
2	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:24:10	PC51928	unknown error type
3	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:24:10	PC51928	unknown error type
4	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:24:20	PC51928	unknown error type
5	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:24:25	PC51928	unknown error type
6	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:27:25	PC17335	unknown error type
7	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:27:30	PC17335	unknown error type

Når man har valgt skannerkø ser bildet slik ut:



Kort typ: archived sheets | laboratorier: VIR | godta utvalget og fortsett (antall: 6) | deselect all reserved entries

Arbeidsplass:


reserved queue |

Index	P	Rekv.nr	kort id	dato	klokkeslett	Arbeidsplass	error type
1	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:27:25	PC17335	unknown error type
2	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:27:30	PC17335	unknown error type
3	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:27:35	PC17335	unknown error type
4	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:27:40	PC17335	unknown error type
5	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:27:45	PC17335	unknown error type
6	<input type="checkbox"/>		<a href="#">id mangler</a>	30.05.2012	08:28:35	PC17335	unknown error type

Velg **[verifiser]** for å få opp første skjema som skal verifiseres. Hurtigtaster for å verifiser er;


- F8 lagre Godta og gå til neste i køen
- F9 neste kort Gå til neste uten å verifisere
- F10 slette Slette rekvisisjonen

<input type="checkbox"/> Skannet revisisjon	<input checked="" type="radio"/> lagre (F8) <input type="button" value="OK"/> <input type="radio"/> neste kort (F9) <input type="radio"/> slette (F10) <input type="radio"/> avslutte
---	--

60485186 TEST TEST KODING - TEST INFODD VIK 09172909 MATR: 0015 BAKTERIOLOGI: TLF: 559 74 629 AVD. FOR IMMUNOLOGI OG TRANSFUSJONSMEDISIN IMMUNOLOG: TLF: 559 74 638 Rekvirentkode Rekvirentens navn og adresse: INFODO Klinisk prøvetaking	60501748 TEST TEST KODING - TEST INFODD PARA 15022009 MATR: FF FØDSELSDATO: 1987-07-18 / 1809 Fødselsnr. 000000 TEST Navn Adresse TESTE TESTESEN Poststed Betales av <input type="checkbox"/> Tryggeskontor <input type="checkbox"/> Institusjon <input type="checkbox"/> Bedrift Prøven tatt dato 18/12-09 kl. Prøvetaker	
Kliniske opplysninger		

### 1.3 Ufullstendige rekvisisjoner (batch) (MBF, MBK\_HST, KB\_HDS)




Som standard kommer det opp en liste over de skannede batcher der systemet har klart å lese rekvisisjonsnummer.

Kort typ lab rekvisisjonen etikett skriver LKB_PREAN_01 etikett-utskrift ingen <input type="checkbox"/> reserved queue	<input checked="" type="radio"/> godta utvalget og fortsett <input type="radio"/> deselect all reserved entries			
 <input type="button" value="Søke"/>	<input checked="" type="button" value="verifiser"/> <span style="margin-left: 20px;">antall: 4</span>			
Batch Id	dato/klokkeslett	number of sheets		
<input type="checkbox"/> 3292	28.07.2020 08:20	2 / 2	open Batch	✗
<input type="checkbox"/> 3294	28.07.2020 08:21	1 / 1	open Batch	✗
<input type="checkbox"/> 8836	28.07.2020 10:14	1 / 1	open Batch	✗

Kryss av for den eller de batchene som skal verifiseres og velg [verifiser] og man får opp første skjema som skal verifiseres. Det som er feil eller mangler for at rekvisisjonen skal kunne fullføres, vises med rød skrift i ramme på rekvisisjonen.

Hurtigtaster for å verifiser er;

F9	neste kort	Gå til neste uten å verifisere
F10	slette	Slette rekvisisjonen
F8	bearbeiding	Lagre endringer
F11	avslutte	Avslutte verifisering

Kort ID: 82050110 <input type="button" value="Check"/>	<b>Prøvetakingstidspunkt ikke lest, legg inn klokkeslett</b> <b>Pasient ikke lest, legg inn pasient id</b> <b>Rekvirent ikke lest, legg inn rekvirent</b>	<input checked="" type="radio"/> bearbeiding (F8) <input type="button" value="OK"/> <input type="radio"/> neste kort (F9) <input type="radio"/> slette (F10) <input type="radio"/> avslutte (F11)
	 8205 0110	20 410 51 876948 

**LABORATORIEKLINIKKEN**

Foretak/Rekv.kode: **ME DP**  
Enhet/Legekantor: **ADIG Dig rones**  
Lege (for- og etternavn):

Mobilnummer:

Fødselsnr. **12057900499**

Navn **Gry Telohk**

Adresse  Kvinne  Mann

Poststed

Betales av:  Poliklinikk/Helfo  Innlagt i sykehus  Bedrift

Prøven tatt **280720** kl **1000**

+

#### 1.4 Skanning til OCR og arkiv (MBF)

Ikonet ligger på oppgavelinjen på de PC-ene som en kan starte skanner programmet fra.



Prosedyre for skanning se:

[Skanning av rekvisisjoner til elektronisk arkiv, praktiske rutiner](#)

#### 1.5 Verifisering av rekvisisjoner til OCR og arkiv (MBF)

Prosedyre for MBF: [Skanning av rekvisisjoner til arkiv og verifisering av rekvisisjoner til OCR til elektronisk arkiv, Unilab700](#)

#### 1.6 Skanning til arkiv (MIA, MGM, HFD, HFO)

Start skanner programmet med filen:

Mikrobiologi scanning HBE PROD	for MIA
MGM scanning HBE PROD	for MGM brukere.
Mikrobiologi scanning HFD	for FSERO/FBAKT
LMBB scanning HFD PROD	for LMBB - FSS, LSH, NSH

Prosedyre for skanning MIA se: [Skanning av rekvisisjoner og svarbrev.](#)

### Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
4.00	Oppdatert punkt 1.0, skanning og tooltip.

Interne referanser

[13.1.15.1.2-01](#)
[Unilab - brukerveiledning](#)
[13.1.15.1.3-07](#)
[Unilab - Skanning av rekvisisjoner for OCR og arkiv](#)
[13.4.13.7-03](#)
[Skanning av rekvisisjoner til arkiv og verifisering av rekvisisjoner til OCR til elektronisk arkiv, Unilab700](#)
[13.6.17.3-01](#)
[Skanning av rekvisisjoner og svarbrev.](#)

Eksterne referanser