 Helse Bergen Haukeland universitetssjukehus	<h2>Unilab - Registrering av rekvisisjonsassosiasjon (MGM)</h2>	
	Brukerveiledning	Dok.ID: D65167
Organisasjon: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken Kategori: []		Versjon: 1.03/04.07.2023 Gyldig til: 04.07.2024
Dok. eier: Anne Grete Thue	Dok. ansvarlig: Aud Fjeld	


1. Registrering av rekvisisjonsassosiasjon

I denne dialogen kan man knytte to eller flere MGM rekvisisjoner sammen.
 Rekvisisjonsassosiering – knytter sammen ulike rekvisisjoner.

Rekvisisjonsassosiasjon

Velg Rekvirering → Registrering av rekvisisjon assosiasjon.

Unilab700 gir automatisk første ledige nummer. Ved ny assosiasjon bruk dette.



Rekv.nr	evaluation status	Prøvedato	fødselsdato	navn	slette
66247839	pasient	19.11.2019 12:28	26.04.1950	Test, Britt	
66251372	not patient	26.11.2020 10:00	01.01.2001	Test, Testing	

Er det et tillegg til tidligere assosiasjon brukes allerede eksisterende nummer.

Assosiation ID – Assosiasjonsnummer

evaluation status – not patient eller patient.

rek.nr - Rekvisisjonsnummer, kan legges inn manuelt, med barkode eller søkes med [Insert].

Hent tidligere assosiasjonsnummer ved å gå inn på pasient via Rapportering svrappport.
 Ingen begrensninger på antall assosiasjoner.

Legg inn:

assosiasjonsnr.

evaluation status og


rek.nr er lagt inn

Trykk [**Legg til**] og registreringen legger seg i listen.


Trykk [**lagre**] oppe i høye hjørne for å avslutte.

Slette assosiasjon ved å velge sletteknappen til høyre for registrering.


Varsel dersom to rekvisisjoner fra samme pasient blir assosiert




Rekv.nr	evaluation status	Prøvedato	fødselsdato	navn	slette
66247839	pasient	19.11.2019 12:28	26.04.1950	Test, Britt	
66251372	patient	26.11.2020 10:00	01.01.2001	Test, Testing	



Kan sees i følgende moduler:
 Mottaksvalidering (Med. Gen. registration validation)




Med. gen. res. reg



Ved å åpne disse mod. vises følgende bilde:
 Assosiasjonnummer ved pil, Grønn mark – pasienten vi er inne på, gul er assosiasjon.

Rapport på skjerm



Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
1.03	Endret EK-ansvarlig Forlenget gyldighet til 04.07.2024

Interne referanser

[13.1.15.1.2-01](#)

[Unilab - brukerveiledning](#)

Eksterne referanser