 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	<h2>Unilab - Søk i prøvearkiv</h2>	
	Brukerveiledning	Dok.ID: D65163
Organisasjon: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken Kategori: []	Versjon: 4.00/23.09.2024 Gyldig til: 23.09.2025	
Dok. eier: Johanne Lind Aasen	Dok. ansvarlig: Aud Fjeld	

1. Søk i prøvearkiv


Velg Rekvirering → **Søk i prøvearkiv**.

Denne dialogen inneholder funksjonalitet for å søke eller kombinere søk for følgende parameter:

- Arkiv
- Rekvisisjonsnummer/Pasient
- Rekvirent/rekvirentgruppe
- Prøvemateriale
- Tidsrom fra – til
- Analyse(r)
- Rekvirent
- Prosjekt

Det er mulig å søke på ett eller flere kriterier i denne dialogen. Dersom det er lagt inn en kommentar i arkivet vil denne være markert med **K** og kommentaren(e) vises i tool tip med signatur, dato og kl.slett for når kommentaren er lagt til.

Du får kun opp arkiv for det laboratoriet du er logget inn som i listen over Arkiv. Velg ønsket arkiv, eventuelt Alle dersom du ønsker å søke i alle tilgjengelige arkiv.



Rekv.nr	prøvenr.	Arkivnr.	Arkivdato	Prøve tatt	prøvem.	Rekvirent	navn	K	slette
66245784	66245784	19-DN-00-0-...	23.05.2019	26.03.2019	DNA02	TEST	Test, Britt		X
66245981	6624598115	19-DN-00-0-...	03.05.2019	02.05.2019	DNA02	TEST	Test, Britt		X
66245981	6624598115	19-DN-00-0-...	03.05.2019	02.05.2019	DNA02	TEST	Test, Britt		X
66246006	66246006	19-DN-00-0-...	27.05.2019	ukjent		TEST	Test, Britt		X

Om man leter etter en spesifikk prøve/rekvisisjon, legg inn aktuelt rekvisisjonsnummer i Request-feltet.

Arkivnummer indikerer stativ ID, rad og posisjon.

I listen til høyre vises hvilke analyser som er bestilt på prøven, samt resultat.

Dersom en prøve skal slettes fra en posisjon i arkivet, kan det gjøres her ved å trykke på «slette» krysset.

Endringslogg

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
4.00	Fjernet MGM i tittel da brukerveiledningen er felles for alle som bruker dialogen (16.09.24/LAGL)

Interne referanser

[13.1.15.1.2-01](#)

[Unilab - brukerveiledning](#)

Eksterne referanser