• HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	Unilab - Oversikt pool prøver				
	Brukerveiledning	Dok.ID: D67388			
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken			Versjon: 2.04/13.12.2024		
Kategori: []			Gyldig til: 13.12.2025		
Dok. eier: Anne Grete Thue		Dok, ansvarlig: Tone Bierregård			

## 1. Sample pool overview

Systemadmin. 🔻	Rekvirering 💌	Rapportering 🔻	Faste Data 🔻	Statistikker 🔻	Validering	<ul> <li>Online admin.</li> </ul>	<ul> <li>Scanning</li> </ul>	•	Quality Control	?	*	*	C	23:19:49	€	ዑ
Unil	b															
Sample pool ov	verview 🗮															
		sample pool ID 1	000000830			✓ ОК	)									
sample list 📜																_
Si	ample		pasient		re	equester	dato/	klokke	sl.	bruk	ker			slette		
662	4919511		12521236556 Te	st, Odd		TOLTRI								×		~
662	4919708		10505027057 Test,	, Epikrise		MIO								×		
662	4920008	20	511179999 Danser	r, Line/Gutt		MED6								×		

I denne dialogen skanner en inn pool etiketten, eller en kan taste inn pool sample ID som vist over. Prøvene som tilhører denne poolen vises i en liste, og det er her mulig å slette en eller flere prøver fra en pool.

## **1.1** Slette en prøve fra en pool som er lagret.

Ved å trykke på X kan en slette en prøve fra en pool. Denne slettede prøven kan nå inngå i en ny pool hvis det er behov for det.

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
2.04	Forlenget gyldighet til 13.12.2025

## 2. Referanser

Interne referanser

**Eksterne referanser**