
 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	<h2>Unilab - Oversikt pool prøver</h2>	
	Brukerveiledning	Dok.ID: D67388
Organisasjon: Helse Bergen HF/Laboratorieklinikken Kategori: []	Versjon: 2.03/22.12.2023 Gyldig til: 22.12.2024	
Dok. eier: Anne Grete Thue	Dok. ansvarlig: Tone Bjerregård	

1. Sample pool overview



sample	pasient	requester	dato/klokkesl.	bruker	slette
6624919511	12521236556 Test, Odd	TOLTRI			X
6624919708	10505027057 Test, Epikrise	MIO			X
6624920008	20511179999 Danser, Line/Gutt	MED6			X

I denne dialogen skanner en inn pool etiketten, eller en kan taste inn pool sample ID som vist over. Prøvene som tilhører denne poolen vises i en liste, og det er her mulig å slette en eller flere prøver fra en pool.

1.1 Slette en prøve fra en pool som er lagret.

Ved å trykke på **X** kan en slette en prøve fra en pool. Denne slettede prøven kan nå inngå i en ny pool hvis det er behov for det.

Ikke skriv i endringsloggen. Endringer noteres i «Merknad til denne versjonen» i Dokumentvindu.

Versjon	Endring i denne versjonen
2.03	Endret EK-ansvarlig Forlenget gyldighet til 22.12.2024

2. Referanser

Interne referanser

Eksterne referanser