

AVDELING FOR MEDISINSK BIOKJEMI OG FARMAKOLOGI TLF. 55 97 31 00

SEKSJON FOR KLINISK FARMAKOLOGI

Foretak/Rekv.kode:

Enhet/Legekantor:

Lege (for- og etternavn):

Mobilnummer:

Kliniske opplysninger og indikasjon for prøvetaking

Fødselsnr.



Navn

Adresse

Kvinne

Mann

Poststed

Betales av:

Poliklinikk/Helfo

Innlagt i sykehus

Bedrift

Prøven tatt

kl

Prøvetaker:

Etiketten plasseres kant i kant med originaletiketten på prøverøret



Mykofenolat AUC-serie

Oppgi dato for prøvetaking og fyll ut klokkeslett for alle prøvene:

Kode Unilab	Analyse	Prøve	Klokkeslett
AUCMYK	MYKOC0	0-prøve	
	MYKOC0,5	Etter 30 min	
	MYKOC2	Etter 2 timer	

De tre prøvene sendes samlet til laboratoriet.

Prøverør:

Rør tilsatt EDTA med gel (gelrør EDTA med hvit kork, eller gelrør EDTA med lilla kork/gul ring)

Prøvebehandling:

EDTA-gelrør sentrifugeres.

Om det ikkje blir brukt EDTA-gelrør, må edta-plasma separeres fra blodlegemer og plasma overføres til forsendelsesrør før sending.