

 <b>HELSE BERGEN</b> Haukeland universitetssjukehus	<h2>Basale smittevernrutiner (oversikt)</h2>
Kategori: Pasientbehandling/Smittevern	Gyldig fra/til:11.07.2023/11.07.2026
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Pasientbehandling	Versjon: 9.02
Godkjenner: Dorthea Hagen Oma	Informasjon
Dok. ansvarlig: []	Dok.id: D00505

### Om basale smittevernrutiner

**Basale smittevernrutiner** gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus.

Basale rutiner er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og ekskretter (unntatt svette), ikke-intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer. Gjennomføring av basale rutiner overfor alle pasienter vil redusere risikoen for smitte fra både kjente og ukjente smittekilder og er en forutsetning for et effektivt smittevern i helsetjenesten. Basale rutiner ivaretar også forebygging av blodsmitte. Bruken av basale rutiner i pasientbehandlingen vil avhenge av type pasientkontakt og graden av forventet eksponering for smittestoffer. Basale smittevernrutiner inkluderer følgende tiltak:

### Håndhygiene

### Hostehygiene

#### Personlig beskyttelsesutstyr

- [Arbeidstøy](#)
- [Hanskebruk](#)
- [Beskyttelse av arbeidstøy og hud](#)
- [Beskyttelse av munn og nese](#)
- [Beskyttelse av øyne](#)
- [Hette, sko, skovertrekk](#)

### Pasientplassering

#### Håndtering av pasientnært utstyr

- [Arbeid i Dekontamineringsrom \(desinfeksjonsrom\)](#)
- [Engangsutstyr \(ARKIVERT\)](#)
- [Rengjøring av leker \(ARKIVERT\)](#)
- [Fleksible endoskop og endoskopisk tilleggsutstyr - dekontaminering og lagring](#)
- [Rengjøring og desinfeksjon av medisinsk utstyr.](#)

#### Renhold og desinfeksjon

- [Renhold av rom](#)
- [Rengjøring og desinfeksjon av flater, inventar og utstyr](#)

### Avfallshåndtering, plakat

### Smittefarlig avfall

### Håndtering av tøy, inkludert smittetøy

### Trygg injeksjonspraksis

### Desinfeksjon av hud og slimhinner (ARKIVERT)

### Blodsmitte og beskyttelse mot stikkskader