

 HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus	Prosedyre for utlevering av utstyr til intravenøs behandling når pasienten skrives ut fra spesialisthelsetjenesten	
Kategori: Kliniske støttefunksjoner/Medisinsk utstyr	Gyldig fra/til: 05.04.2023/05.10.2024	
Organisatorisk plassering: Helse Bergen HF/Fellesdokumenter/Kliniske støttefunksjoner	Versjon: 2.03	
Godkjenner: Larsen, Gunn M Krogenes	Prosedyre	
Dok. ansvarlig: []	Dok.id: D63358	

Formål:

Sikre at pasienten før utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten får utstyr og forbruksmateriell etter avtale med rekvirent fra aktuell avdeling/klinikk.

Målgruppe:

Ansatte som igangsetter tiltak og trenger bistand fra BHM-HBE (Seksjon for behandlingshjelpemidler).

Beskrivelse:

Lege fyller ut blanketten «BL utlån av behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell», og sender denne som vedlegg i sekundærhenvisning til:

Avd.: BHM-HBE
Seksjon: Seksjon for behandlingshjelpemidler-HBE
Lokalisering: BHM poliklinikk

- Før inn diagnose/ICD-10-kode og type behandling.
 - Spesifiser hvor og når utstyret ønskes levert.
 - Spesifiser hvilken type intravenøs tilgang pasienten har (perifer venekanyale, CVK, Hickman-kateter, veneport).
 - Hvis det er behov for tilleggsutstyr eller spesielt forbruksmateriell, føres dette opp i blanketten.
 - Godkjenn blanketten før den sendes.
 - Ta kontakt med Seksjon for behandlingshjelpemidler på tlf.: 974177 for avtale om levering m.m.
- Ring BHM dersom varene må leveres allerede neste virkedag.
 - Etter første gangs utlevering vil videre bestillinger foregå i dialog mellom pasient/pårørende/hjemmesykepleie/institusjon og BHM.
 - Utstyr og forbruksmateriell for perioden fra utskrivning og frem til det kan forventes at dette kan skaffes på hjemstedet, må følge pasienten fra sykehuset.

Aktuelt utstyr:

- Intravenøs stativ.
- Infusjonspumpe til intravenøs behandling. BHM har to typer infusjonspumper tilgjengelig til hjemmebehandling. Dette er infusjonspumper som ikke er i bruk i avdelingene. Det må sikres at opplæring er gitt, eller er avtalt før pasienten skrives ut.

Stasjonær pumpe, type Agilia volumat:

- Brukermanual Agilia volumat: <https://helse-bergen.no/seksjon/Behandlingshjelpemidler/Documents/Bruksanvisning%20-%20Volumat%20Agilia.pdf>

Mobil, bærbar pumpe type Ambix Activ:

- Ambix activ pumpe (youtube video): <https://www.youtube.com/watch?v=DKFzCUhnfOI>
- Bruker manual Ambix activ: https://www.fresenius-kabi.com/no/documents/Ambix_active-usermanual_NO.pdf

Forbruksmateriell:

- BHM har laget 14 dagers pakker med forbruksmateriell som er beregnet som en oppstartspakke. Den er utarbeidet i samarbeid med klinikken.

- Innhold i 14 dagers pakken:
 - Sprøyter 10 ml med kanyleansats.
 - Sprøyter 10 ml med luer lock.
 - Kanyle til opptrekk 19 G - gulhvite.
 - Clave connector.
 - Plaster papir 2,5 cm.
 - Propp universal luer lock.
 - Hanske operasjon 7,5.
 - Munnbind.
 - Bandasje gjennomsiktig 10 x 12 mm.
 - Kompress sterile 10 x 10 cm.
 - Skiftesett.
 - Kanyle boks.
 - Tilsetningsetiketter.
 - Sprøyte 10 ml, ferdigfylte med 0,9 % NaCl.
 - Klorhexidin 5 mg/ml.
 - Heparin 100 i.e/ml.
 - **Infusjonssett til aktuell infusjonspumpe kommer i tillegg.**

Ved bestilling av TPN til hjemmebehandling, følg linken:

- http://innsiden.helse-bergen.no/SiteDirectory/fou/Enheter/Seksjon_fag_utdanning/Prosjekter/ernaeringsstrategi/Sider/Rutiner_ernæringsbehandling_etter_utskrivning.aspx